

Produkty medyczne SleepAngel

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Produkty SleepAngel są gotowe do natychmiastowego użycia. Produkt nie jest



1. Przeznaczenie/technologia

Produkty SleepAngel są hermetycznie zamknięte:

- Ochrona tkaniny PureShield: trwała, miękka w dotyku i wysoce wydajna tkanina blokuje zanieczyszczenia. Przepuszczalność pary wodnej i wodoodporność.
- Szwy SafeWeld: uszczelnione szwy zapewniają pełną barierę - brak dziur po szwach.
- Filtr PneumaPure®: Oddychający filtr mechaniczny umożliwia przepływ czystego powietrza do poduszki, lecz blokuje patogeny i alergeny.

2. Inspekcja i czyszczenie

Przed użyciem produktu:

- Wyczyścić produkt (patrz kroki poniżej)
- Sprawdzić wizualnie szwy produktu, poszewkę/ tkaninę i filtry pod kątem uszkodzeń lub dziur. Produkt z dziurami lub uszkodzoną tkaniną lub filtrem jest zanieczyszczony i musi zostać zutylizowany.

Codziennie użytkowanie

- Sprawdzić wizualnie szwy produktu, tkaninę i filtry pod kątem uszkodzeń lub dziur.
- Produkt z dziurami lub uszkodzoną tkaniną lub filtrem należy zutylizować.
- Czyścić produkt co najmniej raz w tygodniu, po każdym wypisie pacjenta lub w przypadku zabrudzenia.
- Upewnić się, że wszystkie stosowane środki czyszczące i dezynfekujące są zgodne z wytycznymi producentów.
- Czyścić łagodnym roztworem detergentu i wody.
- Odczekać do wyschnięcia.
- Produkt jest teraz gotowy do użycia

Uwaga:

- Unikać ściernego szorowania filtra i tkaniny.

- Nie wybielać, nie prać w pralce, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować produktu.



- Stosowanie chusteczek z alkoholem i roztworów czyszczących może tymczasowo zmienić powierzchnię tkaniny poszewki.

3. Narzędzie do audytu

Wyjąć produkt ze zdejmowanej poszewki (jeśli jest obecna) i sprawdzić następujące elementy:

- Filtr nie jest uszkodzony
 - Szwy są nienaruszone
 - Produkt jest wolny od plam
 - Produkt jest wolny od widocznych rozdarć lub uszkodzeń
 - Produkt jest wolny od nieprzyjemnego zapachu
 - Rdzeń produktu jest usztywniony i sprężysty
- Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe, produkt nie przeszedł audytu i musi zostać wymieniony.

4. Przechowywanie i instrukcje dotyczące odczytu numeru PARTII

- Poduszka może być bezpiecznie przechowywana na płasko lub na boku.
- Nie zginaj produktu w pobliżu filtra, może to spowodować uszkodzenie filtra PneumaPure®.
- Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze +10...+30 °C.

Instrukcje do odczytania numeru PARTII Przykład PARTIA 11110722:

- 1111 - numer produkcji
- 07 - miesiąc produkcji
- 22 - rok



Gabriel Scientific OÜ

Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia

Tel: +372 56605967 www.SleepAngel-Medical.com info@SleepAngel-Medical.com

SleepAngel.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

Produkty SleepAngel są gotowe do natychmiastowego użycia. Produkt nie jest

Środki czyszczące i dezynfekujące, które można stosować:

- 1% roztwór nadtlenu wodoru
- Związki amonowe
- Spray Aniospray Quick
- AntiGone
- Antifect extra
- Bacillol AF
- Pianka Bacillol
- Chusteczki Bactacid
- Chusteczki Chemisept
- Roztwór dwutlenku chloru, 10 000 ppm (dozwolone użycie w przypadku silnych zabrudzeń, po użyciu wyczyścić wilgotną szmatką)
- Roztwór dwutlenku chloru, 1 000 ppm
- Roztwór uwalniający chlor, 1 000 ppm
- Chusteczki z alkoholem Clinell
- Chusteczka zarodnikobójcza Clinell
- Spray uniwersalny Clinell
- Środek do odkażania powierzchni Cavi Cide
- Chusteczki Cavi
- Chusteczki Descosept PUR RTU
- Ecopine (5% roztwór w wodzie)
- Pianka Incidin i Incidin Plus
- Pianka Incidin OxyFoam S
- Chusteczki Incidin OxyWipes
- Incidin Pro
- Alkohol izopropylowy, 70%
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Płyn Mikrozyd AF
- Płyn Mikrozyd Sensitive
- Chusteczki Mikrozyd Sensitive
- Oxivir Plus
- Przygotować roztwór 1% i 3%
- Roztwór fenolu, 1%
- Chusteczki PDI Sani Cloth AF3
- Pursept AF
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Tkanina Sani-Cloth Active
- Spray Off
- Chusteczki Sterisept

- Jednorazowe chusteczki bakteriobójcze Super Sani Cloth
- Ochrona Terralin® (maks. 4%)
- TPH Protect
- Virusolve (5% i 10% roztwór w wodzie)
- Chusteczka mokra

Uwaga: Po użyciu środków czyszczących zawierających chlor zaleca się czyszczenie powierzchni wilgotną szmatką, ponieważ chlor podczas długotrwałego użytkowania może uszkodzić powierzchnię tkaniny poszewki produktu i uczynić ją bardziej wrażliwą na uszkodzenia mechaniczne.

Środki czyszczące i dezynfekujące, które nie są zalecane do stosowania:

- Disclean ENDO PAA (roztwór kwasu nadoctowego)
- Jednorazowa chusteczka bakteriobójcza PDI Sani-Cloth Bleach
- Kwas nadoctowy

Niniejsza lista nie jest

wyczerpująca.

Należy ściśle przestrzegać i nie przekraczać stężeń podanych w instrukcji.

